

Precautions

- 1. Clean exposed parts with a soft, slightly damp cloth. To remove stains, use a mild soap. Never use detergents, excess water, treated cloths, harsh cleaning agents, or sprays. Do not attempt to lubricate or open scale casing as this will void your warranty.
- 2. Although your scale is designed to be maintenance-free, it contains sensitive electronic parts. Avoid rough treatment. Do not drop, kick, or jump on it. Treat it with care to ensure the best performance.
- 3. This scale is designed to read weights between 11 and 400 lbs / 5 and 180 kgs. To prevent damage, do not place more than 400lbs / 180 kgs on it.
- 4. Do not store scale where you store cleaning chemicals. The vapors from some household products may affect the electronic components of your scale. Do not store scale on its side.
- 5. This scale is an extremely sensitive weighing device. In order to prevent run down of the battery, do not store anything on the scale.
- 6. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Remove the batteries if the scale will not be used for a long period of time.

**Note:** This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Five (5) Year Limited Warranty

This scale is warranted against defects in materials of workmanship(excluding batteries) for five (5) years for the original purchaser from date of retail purchase. It does not cover damages or wear resulting from accident, misuse, abuse, commercial use, or unauthorized adjustment and/or repair. Do not return to retailer. Should this scale require service (or replacement at our option) while under warranty, please pack the item in the original packaging and return it prepaid, along with store receipt showing date of purchase and a note explaining reason for return to:

**Taylor Precision Products**  
**2220 Entrada Del Sol, Suite A**  
**Las Cruces, New Mexico 88001 USA**

There are no express warranties except as listed above. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. For additional product information, or warranty information outside the USA, please contact us through [www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com).  
©2012 Taylor Precision Products and its affiliated companies, all rights reserved. Taylor® and Leading the Way in Accuracy® are a registered trademarks of Taylor Precision Products and its affiliated companies. All rights reserved.

**Made to our exact specifications in China.**  
**Not legal for trade.**  
**[www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com)** **CP7562 5.12**



Précautions

- 1. Nettoyez les pièces exposées avec un chiffon doux, un peu humide. Pour retirer les taches, utilisez un savon doux. N'utilisez jamais de détergents, surplus d'eau, chiffons traités, agents de nettoyage puissants ou sprays. N'essayez pas de lubrifier ou d'ouvrir le boîtier de la balance car cela annulera votre garantie.
- 2. Bien que votre balance soit conçu pour être sans entretien, il contient des pièces électroniques sensibles. Évitez toute mauvaise manipulation. N'échappez pas, ne frappez pas et ne sautez pas sur l'appareil. Traitez-le avec soin pour assurer la meilleure performance.
- 3. La balance est conçu pour lire les poids entre 11 et 400 livres / 5 et 180 kilogrammes. Pour éviter les dommages, ne placez pas plus de 400 livres / 180 kilogrammes sur la balance.
- 4. Ne rangez pas la balance ou vous placez les produits chimiques de nettoyage. Les vapeurs de certains produits domestiques peuvent affecter les composants électroniques de votre balance. Ne le rangez pas sur le côté.
- 5. Ce balance est un dispositif de pesage extrêmement sensible. Pour ne pas épuiser las piles, ne le rangez rien sur la balance.
- 6. Ne vous débarrassez pas des piles en feu. Les piles peuvent éclater ou fuir. Retirez les piles si la balance ne sera pas utilisé pendant un certain temps assez long.

**Remarque:** Cet équipement a été testé et est en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, en accord avec la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites ont été conçues pour offrir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, emploie et peut émettre des fréquences radio ou visuelles qui peuvent être déterminées en mettant l'équipement sous tension et hors tension. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences avec l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Garantie limitée de cinq (5) an

Cette balance est garantie pour une période de cinq (5) ans pour l'acheteur original contre les défauts de matériaux à partir de la date d'achat au détail (l'exception des piles). Elle ne couvre pas les dommages ou l'usure suite à un accident, une mauvaise utilisation, tout abus, utilisation commerciale ou réglage interdit et/ou réparation interdite. Ne pas renvoyer cet appareil au fournisseur. Si cette balance exige un service (ou un remplacement à notre discrétion) sous garantie, veuillez l'emballer avec soin et la retourner à frais prépayés avec la facture du magasin indiquant la date d'achat et une note expliquant la raison du retour à l'adresse suivante:

**Taylor Precision Products**  
**2220 Entrada Del Sol, Suite A**  
**Las Cruces, New Mexico 88001 USA**

Il n'y a aucune garantie expresse sauf celle indiquée précédemment. Cette garantie vous donne des droits juridiques précis, mais vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Pour de l'information supplémentaire sur le produit ou sur la garantie à l'extérieur des É.-U. veuillez nous contacter par [www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com).  
©2012 Taylor Precision Products et ses sociétés affiliées, tous droits réservés. Taylor® et Leading the Way in Accuracy® sont des marques de commerce déposées de Taylor Precision Products et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

**Non légal pour le commerce**  
**Fabriqu  en Chine selon nos sp cifications exactes.**  
**[www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com)**



Precauciones

- 1. Limpie las partes expuestas con un pa o suave apenas h medo. Para quitar las manchas, use un jab n suave. Nunca use detergentes, agua en exceso, telas tratadas, agentes limpiadores agresivos o atomizadores. No intente lubricar o abrir la carcasa de la b scula ya que esto anular  su garant a.
- 2. Si bien su b scula fue dise ada para no necesitar mantenimiento, contiene piezas electr nicas sensibles. Evite el maltrato. No la deje caer, no la patee, ni salte sobre ella. Tr tela con cuidado para asegurar el mejor rendimiento.
- 3. Esta b scula fue dise ada para leer pesos entre 11 y 400 lbs / 5 y 180 kgs. Para evitar el da o, no coloque m s de 400 lbs / 180 kgs sobre la misma.
- 4. No guarde la b scula donde guarda productos qu micos de limpieza. Los vapores de algunos de los productos del hogar pueden afectar los componentes electr nicos de su b scula. No guarde la b scula sobre su lado.
- 5. Esta b scula es un dispositivo de pesaje extremadamente sensible. Con el fin de evitar desgastar las bater as, no almacene nada sobre la b scula.
- 6. No tire las bater as al fuego. Las bater as pueden explotar o tener p rdidas. Retire las bater as si la b scula no se utilizar  por un largo tiempo.

**Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los l mites de un dispositivo digital de clase B seg n lo establecido por la parte 15 de las reglas de FCC. Estos l mites han sido dise ados para brindar protecci n razonable contra interferencias nocivas en una instalaci n residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar recepci n de radio o televisi n, lo que puede determinarse prendiendo y apagando el equipo. Se anima al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o m s de las siguientes medidas:

- Cambie de orientaci n o de lugar la antena receptora.
- Aumente la separaci n entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente a donde est  conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un t cnico experimentado en radio y televisi n para obtener ayuda.

Garant a limitada por cinco (5) a os

Taylor  garantiza este producto contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante 5 (cinco) a os para el comprador original, a partir de la fecha de compra original(exclusi n de las bater as). No cubre da os ni desgastes que sean consecuencia de accidentes, uso inadecuado, abuso, uso comercial ni ajustes y/o reparaciones no autorizadas. No la devuelva al vendedor minorista. Si esta b scula requiere mantenimiento (o cambio a nuestro entender) mientras est  en garant a, s rvase empacar el art culo cuidadosamente y env ielo con el franqueo pagado, junto con el recibo de la tienda en el que aparezca la fecha de compra y una nota explicando el motivo de la devoluci n a:

**Taylor Precision Products**  
**2220 Entrada Del Sol, Suite A**  
**Las Cruces, New Mexico 88001 USA**

No existen garant as expresas excepto las enunciadas anteriormente. Esta garant a le otorga derechos legales espec ficos y es posible que usted tenga otros derechos que var en de un estado a otro. Para obtener informaci n adicional sobre el producto, o informaci n de la garant a en otro sitio fuera de los EE.UU., s rvase contactarnos a trav s de [www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com).  
 2012 Taylor Precision Products y sus compa  as afiliadas, todos los derechos reservados. Taylor  y Leading the Way in Accuracy  son marcas registradas de Taylor Precision Products y sus compa  as afiliadas.

**Fabricado en China seg n nuestras especificaciones exactas.**  
**No es legal para uso comercial.**  
**[www.taylorusa.com](http://www.taylorusa.com)**

**TAYLOR **

**7562**

Electronic Scale

*Leading the Way in Accuracy *

Instruction Manual

Thank you for purchasing a Taylor  Electronic scale. All of our precision instruments for weight measurement are engineered and designed to meet the highest quality standards ...to assure you years of uncompromising accuracy and consistently dependable, convenient performance.

**These instructions contain important and useful information about this unit's operation. Please read instructions thoroughly to ensure that you have the full benefit of all the unit's features. Keep these instructions handy for future reference.**

General Operation

- 1. This scale operates on 2 "AAA" batteries, which are included. Please see "Battery Installation" section of this manual for installation instructions. Also, some models have a static cling label on the lens to prevent scratching. Please remove before use.
- 2. Your scale has been set at the factory to read weight in pounds. You may select kilograms units of measurement by pressing the button on the bottom of the scale while the scale is on. (Press lightly on the platform to turn the scale on.).
- 3. Place scale on flat, hard surface. Carpeted or uneven floors may affect accuracy.
- 4. Step on the scale (disregarding the reading) and step off. This process insures the scale is set and is now ready for use. Do this whenever the scale is moved. **At all other times step straight onto the scale.**
- 5. Step onto the scale platform and remain still. The display will count up to your weight. The display will flash twice when the weight is locked. Your weight is now displayed.
- 6. The scale will turn off automatically.

**TAYLOR **

**7562**

Balance  lectronique

*Leading the Way in Accuracy *

Manuel d'instructions

Merci de votre achat d'une balance  lectronique Taylor . Tous nos instruments de pr cision pour mesurer le poids sont fabriqu s et con us pour r pondre aux normes de qualit  les plus  lev es pour vous assurer des ann es d'exactitude sans compromis et une performance pratique, fiable constante.

**Ces instructions contiennent des informations importantes et utiles sur cette op ration d'unit . Lisez toujours attentivement les instructions pour vous assurer d'avoir l'avantage complet de toutes les fonctions de l'appareil. Conservez ces instructions   port e de la main   titre de r f rence.**

Fonctionnement general

- 1. Ceci balance fonctionne avec 2 piles AAA (incluses). Voir la section « Installation des piles » de ce manuel. De m me, certains mod les ont une  tiquette   collement  lectrostatique sur la lentille pour  viter tout  gratignement. Veuillez la retirer avant d'utiliser.
- 2. Votre balance a  t  r gl e   l'usine pour pr senter des relev s de poids en livres. Vous pouvez choisir les unit s de mesure en kilogrammes en appuyant le bouton dans au bas de la balance lorsque la balance est mettre en marche. (Appuyez d licatement sur la plate-forme pour mettre l'appareil en marche.).
- 3. Places la balance sur une surface dure et plane. Les planchers   tapis ou in gaux peuvent affecter l'exactitude.
- 4. Montez sur la balance (ignorant le relev ) et descendez. Ce processus assure le r glage de la balance et il est pr t    tre utilis . Faites ceci   chaque fois que vous d placez la balance. En tout autre temps, montez tout simplement sur la balance.
- 5. Montez sur la plate-forme du balance et ne bougez pas. La balance comptera jusqu'  votre poids. L'affichage clignotera deux fois lorsque le poids est verrouill . Votre poids est maintenant affich .
- 6. La balance s' teindra automatiquement.

**TAYLOR **

**7562**

B scula Electr nica

*Leading the Way in Accuracy *

Manual de instrucciones

Gracias por comprar una B scula Electr nica Taylor . Todos nuestros instrumentos de precisi n para medici n de peso son construidos y dise ados para cumplir con los m s altos est ndares de calidad... para asegurarle a os de exactitud inflexible y un funcionamiento sistem ticamente confiable y pr ctico.

**Estas instrucciones contienen informaci n importante y  til sobre la operaci n de esta unidad. Lea siempre las instrucciones por completo para asegurarse de disfrutar del beneficio completo de todas las funciones de esta unidad. Guarde estas instrucciones en un lugar de f cil acceso para referencia futura.**

Funcionamiento General

- 1. La b scula funciona con 2 bater as AAA (incluidas). Vea la secci n "Instalaci n de las bater as" de este manual. Adem s, algunos modelos tienen una etiqueta de adherencia por est tica en el lente para evitar rayaduras. S rvase quitar antes de usar.
- 2. Su b scula ha sido ajustada en f brica para mostrar el peso en libras. Puede elegir entre kilogramos como unidades de medida, presionando el bot n en la parte inferior de la b scula mientras la b scula est  encender . (Presione suavemente la plataforma para encender la b scula.).
- 3. Coloque la b scula sobre una superficie plana y dura. Los pisos alfombrados o desparejos pueden afectar la precisi n.
- 4. P rese sobre la b scula (sin tener en cuenta la lectura) y b jese. Este proceso asegura que se ajuste la b scula y est  lista para usar. Haga esto cada vez que la mueva. **Todas las dem s veces p rese directamente sobre la b scula.**
- 5. P rese sobre la plataforma de la b scula y qu dese quieto. La b scula contar  hasta su peso. La pantalla parpadear  dos veces cuando el peso se haya estabilizado. Se mostrar  su peso.
- 6. La b scula se apagar  autom ticamente.



Altura (pulgadas)	Peso corporal (libras)						Sobrepeso						Obeso					
	58	91	96	100	105	110	115	119	124	129	134	138	143	148	153	158	162	167
	59	94	99	104	109	114	119	124	128	133	138	143	148	153	158	163	168	173
	60	97	102	107	112	118	123	128	133	138	143	148	153	158	163	168	174	179
	61	100	106	111	116	122	127	132	137	143	148	153	158	164	169	174	180	185
	62	104	109	115	120	126	131	136	142	147	153	158	164	169	175	180	186	191
	63	107	113	118	124	130	135	141	146	152	158	163	169	175	180	186	191	197
	64	110	116	122	128	134	140	145	151	157	163	169	174	180	186	192	197	204
	65	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198	204	210
	66	118	124	130	136	142	148	155	161	167	173	179	186	192	198	204	210	216
67	121	127	134	140	146	153	159	166	172	178	185	191	198	204	211	217	223	
68	125	131	138	144	151	158	164	171	177	184	190	197	203	210	216	223	230	
69	128	135	142	149	155	162	169	176	182	189	196	203	209	216	223	230	236	
70	132	139	146	153	160	167	174	181	188	195	202	209	216	222	229	236	243	
71	136	143	150	157	165	172	179	186	193	200	208	215	222	229	236	243	250	
72	140	147	154	162	169	177	184	191	199	206	213	221	228	235	242	250	258	
73	144	151	159	166	174	182	189	197	204	212	219	227	235	242	250	257	265	
74	148	155	163	171	179	186	194	202	210	218	225	233	241	249	256	264	272	
75	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248	256	264	272	279	
76	156	164	172	180	189	197	205	213	221	230	238	246	254	263	271	279	287	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Índice de masa corporal																		